



service



GÖTTFERT



THIS IS RHEOLOGY

# WARTUNG UND KALIBRIERUNG

## SERVICE BASIC\*

Wartung und Kalibrierung des Prüfgerätes mit rückgeführten Messmitteln.

*Nach erfolgreichem Abschluss wird eine Wartungs-Checkliste (Prüfprotokoll) ausgehändigt.*

\* SERVICE BASIC ist für manuell bediente Schmelzindex-Prüfgeräte der aktuellen Modellreihe nicht mehr vorgesehen.

## SERVICE BASIC PLUS

Wartung mit Werkskalibrierschein: Wartung und Kalibrierung des Prüfgerätes mit rückgeführten Messmitteln unter Angabe einer statistischen Messunsicherheit, ermittelt aus einer statistischen Auswertung der Messgrößen an mehreren Geräten.

*Nach erfolgreichem Abschluss wird ein Werkskalibrierschein (Prüfprotokoll) ausgehändigt.*

## SERVICE ISO 17025

Wartung und Kalibrierung des Prüfgerätes mit rückgeführten Messmitteln unter Angabe der kleinsten Messunsicherheit, die direkt am Prüfgerät vor Ort ermittelt wird.

*Nach erfolgreichem Abschluss wird ein Ergebnisbericht (Verification Report) nach ISO 17025 ausgehändigt.*



Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage unter:  
[www.goettfert.de/service/wartung](http://www.goettfert.de/service/wartung)